



Les agents de stérilisation préfèrent le lecteur DataMatrix White Reader parce qu'il est simple d'utilisation ; le miroir permet de placer l'instrument facilement et le mode d'éclairage tournant permet une lecture plus automatique, quel que soit l'instrument ou le type de code. En tant que responsable de stérilisation, j'apprécie également la rapidité et la fiabilité de la lecture du White Reader qui me permet d'économiser mes Ibodes et de gagner en productivité.



White Reader®

Lecteur de codes DataMatrix,
pour gagner en **efficacité** et **confort d'utilisation**

Selon nos tests effectués dans des centres de stérilisation et des CHUs, le White Reader® de TPL Vision lit une boîte type d'instruments chirurgicaux plus vite que les autres lecteurs du marché. De plus, son utilisation "mains libres" permet à l'agent un grand confort d'utilisation. Les professionnels qui ont testé le White Reader® se déclarent très satisfaits notamment sur les points suivants :

- **L'amélioration nette de la productivité.**
- **La simplicité d'utilisation, notamment grâce au miroir de placement.**
- **La très bonne intégration du White Reader® dans le processus de reconstitution des boîtes.**
- **Facilité d'installation et pas de maintenance nécessaire.**

Nos clients

- > *Hopitaux universitaires de Genève*
- > *Sterience (filiale de Dalkia-Veolia)*
- > *Centre hospitalier de Nevers*

Les Hopitaux qui ont fait des publications autour du White Reader :

- > Mr Lambert, CEFH 2010
Responsable de la stérilisation du Centre Hospitalier de Chambéry
- > Mme Denis, CEFH 2010
Responsable de la stérilisation du Centre Hospitalier Régional de Lille
- > Mme Annick Iltis, CEFH 2009
Responsable de la stérilisation du Centre Hospitalier de Longjumeau

Contact : Camille LARRAT
20, rue de Saint Philbert - 44118 LA CHEVROLIÈRE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 56 10 99 - E.mail : clarrat@tpl-vision.net
www.whitereader.com

V TPL
VISION
Médical